

NL

HOE GEBRUIK JE HET CONDOOM

1. Scheur de verpakking open langs de gekartelde rand. Wees voorzichtig, want vingernagels of scherpe voorwerpen kunnen het condoom beschadigen.
2. Houd het condoom met de opgerolde rand naar buiten, druk het reservoir samen en plaats het condoom over de eikel van de penis in erectie.
3. Rol het condoom volledig af tot aan de schacht. Als het condoom niet kan worden afgerold, is het mogelijk verkeerd om opgezet – gooi het weg en gebruik een nieuw condoom. Controleer of het condoom niet afglijdt of te strak zit, omdat dit het condoom kan beschadigen. Verwijder het condoom zo snel mogelijk na de ejaculatie. Houd het condoom vast aan de schacht voordat u de penis terugtrekt.
4. Gooi de verpakking en het gebruikte condoom in een prullenbak, niet in het toilet.

VOORDAT JE BEGINT

Controleer voor gebruik de houdbaarheidsdatum op de verpakking. Als de condoomverpakking zichtbaar beschadigd is, gooi het condoom dan weg en gebruik een nieuw condoom uit een onbeschadigde verpakking. Doe het condoom om voordat de penis de andere persoon raakt. Dit helpt zwangerschap te voorkomen en vermindert het risico op seksueel overdraagbare aandoeningen. Houd er rekening mee dat geen enkele anticonceptiemethode 100% bescherming biedt tegen zwangerschap, hiv of seksueel overdraagbare aandoeningen.

CONTRA-INDICATIES

Dit condoom is gemaakt van natuurlijk rubberlatex en kan bij mensen met een latexallergie allergische reacties veroorzaken, tot en met een anafylactische shock.

WAARSCHUWING - STOP HET GEBRUIK:

Als je tijdens het gebruik ongemak of irritatie voelt. Gebruik elk condoom slechts één keer. Hergebruik verhoogt het risico op beschadiging of infectie. Condooms kunnen verstikkingsgevaar opleveren. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Als je het condoom eerst voor orale seks gebruikt, gebruik dan voor elke volgende seksuele handeling een nieuw condoom. Gebruik alleen glijmiddelen die worden aanbevolen voor gebruik met condooms. Glijmiddelen op oliebasis (vaseline, babyolie en sommige vaginale zetpillen) en sommige medicijnen voor uitwendig gebruik die op de penis of vagina worden aangebracht, kunnen condooms beschadigen. Gebruik voor anale seks extra glijmiddel aan de buitenkant van het condoom.

WANNEER ADVIES VRAGEN

Raadpleeg een arts of apotheker als je niet zeker weet of je een latexallergie hebt, als je na gebruik irritatie of ongemak ervaart, of als je medicijnen gebruikt die lokaal op de penis of vagina worden aangebracht. Als een condoom tijdens de seks lekt of scheurt, raadpleeg dan zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 72 uur) een arts of apotheker.

DE

SO BENUTZT DU DAS KONDOM

1. Reiße die Verpackung an der gezackten Kante auf. Sei vorsichtig, Fingernägel oder scharfe Gegenstände können das Kondom beschädigen.
2. Halte das Kondom mit dem aufgerollten Rand nach außen, drücke das Reservoir zusammen und setze das Kondom auf die Spitze des erigierten Penis auf.
3. Rolle das Kondom vollständig bis zum Schaft ab. Wenn sich das Kondom nicht abrollen lässt, ist es möglicherweise verkehrt herum aufgesetzt – entsorge dieses und verwende ein neues. Prüfe, ob es abrutscht oder zu fest sitzt, da dies das Kondom beschädigen kann. Das Kondom so bald wie möglich nach der Ejakulation abstreifen. Halte das Kondom am Schaft fest, bevor der Penis herausgezogen wird.
4. Wirf die Folie und das benutzte Kondom in einen Mülleimer, nicht ins WC.

BEVOR IHR ANFANGT

Überprüfe vor der Verwendung das Verfallsdatum auf der Verpackung. Ist die Kondomfolie offensichtlich beschädigt, wird das Kondom weg und benutze ein neues aus einer unbeschädigten Verpackung. Ziehe das Kondom über, bevor der Penis die andere Person berührt. Dies hilft, eine Schwangerschaft zu verhindern und reduziert die Gefahr einer Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten. Denke daran, dass keine Verhütungsmethode zu 100% vor Schwangerschaft, HIV oder sexuell übertragbaren Krankheiten schützt.

KONTRAINDIKATIONEN

Dieses Kondom besteht aus Naturkautschuklatex und kann bei Latex-Allergikern allergische Reaktionen bis hin zu einem anaphylaktischen Schock ausweisen.

WARNHINWEISE STOPPE DIE BENUTZUNG:

Wenn du während der Benutzung Unwohlsein oder Reizungen verspürst. Benutze jedes Kondom nur einmal. Eine Wiederverwendung erhöht das Risiko einer Beschädigung oder Infektion. Kondome können Erststichungsgefahr darstellen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn du das Kondom zunächst für Oralsex benutzt, verwende für jede folgende Sexpraktik ein neues Kondom. Benutze nur Gleitmittel, die für die Verwendung mit Kondomen empfohlen werden. Gleitmittel auf Ölbasis (Vaseline, Babyöl und einige Vaginalzäpfchen) sowie einige Medikamente zur äußeren Anwendung, die auf Penis oder Vagina aufgetragen werden, können Kondome beschädigen. Benutze für Analsex zusätzliches Gleitgel auf der Außenseite des Kondoms.

WANN BERATUNG NOTWENDIG IST

Sprich mit einem Arzt oder Apotheker, wenn du dir nicht sicher bist, ob eine Latexallergie besteht, nach Verwendung Reizungen oder Unwohlsein auftreten, oder du Medikamente verwendest, die lokal auf Penis oder Vagina aufgetragen werden. Wenn ein Kondom beim Sex ausläuft oder platzt, konsultiere so bald wie möglich (spätestens innerhalb von 72 Stunden) einen Arzt oder Apotheker.

EN

HOW TO USE A CONDOM

1. Tear open the packaging along the serrated edge. Be careful, as fingernails or sharp objects can damage the condom.
2. Hold the condom with the rolled edge facing outward, squeeze the reservoir, and place the condom on the tip of the erect penis.
3. Unroll the condom completely down the shaft. If the condom cannot be unrolled, it may be on backwards – discard it and use a new one. Check that it does not slip off or fit too tightly, as this can damage the condom. Remove the condom as soon as possible after ejaculation. Hold the condom at the shaft before withdrawing the penis.
4. Dispose of the foil and used condom in a trash can, not in the toilet.

BEFORE YOU START

Check the expiration date on the packaging before use. If the condom wrapper is obviously damaged, discard the condom and use a new one from an undamaged package. Put the condom on before the penis touches the other person. This helps prevent pregnancy and reduces the risk of contracting sexually transmitted diseases. Remember that no method of contraception is 100% effective in preventing pregnancy, HIV, or sexually transmitted diseases.

CONTRAINDICATIONS

This condom is made of natural rubber latex and may cause allergic reactions, including anaphylactic shock, to people who are allergic to latex.

WARNING - STOP USE:

If you experience discomfort or irritation during use. Use each condom only once. Reuse increases the risk of damage or infection. Condoms can pose a suffocation hazard. Keep out of reach of children. If you use the condom for oral sex first, use a new condom for each subsequent sexual practice. Only use lubricants that are recommended for use with condoms. Oil-based lubricants (petroleum jelly, baby oil, and some vaginal suppositories) and some medications for external use that are applied to the penis or vagina can damage condoms. For anal sex, use additional lubricant on the outside of the condom.

WHEN ADVICE IS NEEDED

Talk to a doctor or pharmacist if you are unsure whether you have a latex allergy, if irritation or discomfort occurs after use, or if you are using medications that are applied locally to the penis or vagina. If a condom leaks or breaks during sex, consult a doctor or pharmacist as soon as possible (within 72 hours at the latest).

FR

CONSEILS D'UTILISATION

1. Ouvrez l'emballage en suivant le bord dentelé. Soyez prudent, vos ongles ou des objets pointus peuvent endommager le préservatif.
2. Tenez le préservatif avec le bord roulé vers l'extérieur, pressez le réservoir et placez le préservatif sur le bout du pénis en érection.
3. Déroulez complètement le préservatif jusqu'à la base du pénis.

Si le préservatif ne se déroule pas, il est peut-être mis à l'envers. Jetez-le et utilisez-en un nouveau. Vérifiez qu'il ne glisse pas et qu'il n'est pas trop serré, car cela pourrait l'endommager. Retirez le préservatif dès que possible après l'éjaculation. Tenez le préservatif par la tige avant de retirer le pénis.

4. Jetez l'emballage et le préservatif usagé dans une poubelle, pas dans les toilettes.

AVANT UTILISATION

Vérifiez la date d'expiration sur l'emballage avant utilisation. Si l'emballage du préservatif est manifestement endommagé, jetez le préservatif et utilisez-en un nouveau provenant d'un emballage intact. Mettez le préservatif avant que le pénis n'entre en contact avec l'autre personne. Cela permet d'éviter une grossesse et réduit le risque de contracter des maladies sexuellement transmissibles. N'oubliez pas qu'aucune méthode contraceptive n'est efficace à 100 % pour prévenir une grossesse, le VIH ou les maladies sexuellement transmissibles.

CONTRE-INDICATIONS

Ce préservatif est fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel et peut provoquer des réactions allergiques, y compris un choc anaphylactique, chez les personnes allergiques au latex.

PRÉCAUTIONS - ARRÊTER L'UTILISATION:

Si vous ressentez une gêne ou une irritation pendant l'utilisation. N'utilisez chaque préservatif qu'une seule fois.

La réutilisation augmente le risque de dommages ou d'infection. Les préservatifs peuvent présenter un risque d'étouffement. Gardez-les hors de portée des enfants. Si vous utilisez le préservatif pour une relation sexuelle orale, utilisez un nouveau préservatif pour chaque pratique sexuelle suivante. N'utilisez que des lubrifiants recommandés pour une utilisation avec des préservatifs. Les lubrifiants à base d'huile (vaseline, huile pour bébé et certains suppositoires vaginaux) et certains médicaments à usage externe appliqués sur le pénis ou le vagin peuvent endommager les préservatifs. Pour les relations sexuelles anales, utilisez un lubrifiant supplémentaire à l'extérieur du préservatif.

QUAND DEMANDER CONSEIL

Consultez un médecin ou un pharmacien si vous n'êtes pas certain d'être allergique au latex, si vous ressentez une irritation ou une gêne après utilisation, ou si vous utilisez des médicaments appliqués localement sur le pénis ou le vagin. Si un préservatif fuit ou se déchire pendant un rapport sexuel, consultez un médecin ou un pharmacien dès que possible (dans les 72 heures au plus tard).

ZENN

Natural Soft Latex Condoms

THE NUMBER 1 OF THE WORLD
A DIRTY MIND IS A JOY FOREVER



Please read instructions before use
Anwendungshinweise beachten
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing
Consulter les instructions avant utilisation



Warning
Achtung
Opgelet
Attention



Do not re-use
Nicht wiederverwenden
Niet hergebruiken
Ne pas ré-utiliser



Contains natural rubber latex
Enthält Naturkautschuklatex
Bevat latex afkomstig van natuurlijk rubber
Contient du latex de caoutchouc naturel



Not to be used in case the packaging is damaged
Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



Store in a dry place
Trocken lagern
A conserver dans un endroit sec
Bewaren op een koele en droge plek



Protect from sunlight
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Uit direct zonlicht bewaren
Maintenir à l'abri de la lumière directe du soleil



Medical device
Medizinprodukt
Medisch hulpmiddel
Dispositif médical

Zenn
CUSTOMER IS KING

www.zenn.at

HIGH
EUROPEAN
QUALITY



Art. nr. 300001



B&C Sales bv • De Ruijterstraat 12 • 6651 ZH • Druten • The Netherlands

€ 0197 ISO 4074